

Artículo

[Bernardo Linarez](#) · Jul 10, 2019 Lectura de 1 min

## Cómo reenviar un gran número de mensajes en Ensemble

¡Hola a tod@s!

Como saben, el visualizador de mensajes puede reenviar mensajes, pero no es adecuado para reenviar un gran número de estos (más de 100). Para ello, deben utilizar un código Caché Object Script como el siguiente:

```
Class Sample.Resender Extends %RegisteredObject
{

ClassMethod Resend()
{
//Resend all messages sent from 'FromComponent' to 'ToComponent' between 2016-06-15 and 2016-06-20
&sql(DECLARE C1 CURSOR FOR
SELECT ID INTO :id FROM Ens.MessageHeader
WHERE SourceConfigName='FromComponent' AND TargetConfigName='ToComponent'
AND TimeCreated BETWEEN '2016-06-15' AND '2016-06-20')

&sql(OPEN C1)
&sql(FETCH C1)

set tSC = $$$OK

while (SQLCODE = 0) {
//id holds the id for one message. Resend it
set tSC = ##class(Ens.MessageHeader).ResendDuplicatedMessage(id)
quit:$$$ISERR(tSC)
&sql(FETCH C1)
}

&sql(CLOSE C1)
quit tSC
}
}
```

También pueden añadir un código a esto, como una mejor verificación de errores, un código para reiniciar desde un punto anterior en caso de que exista algún problema, etc.

Aquí pueden encontrar los documentos de apoyo para Embedded SQL y el método `Ens.MessageHeader.ResendDuplicatedMessage`:

<http://docs.intersystems.com/ens20161/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KE...>

<http://docs.intersystems.com/ens20152/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls...>

¡Espero que les resulte útil!

[#Code Snippet](#) [#Interoperabilidad](#) [#Caché](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/c%C3%B3mo-reenviar-un-gran-n%C3%BAmero-de-mensajes-en-ensemble>